



本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[9001-67-6](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

## CAS Number:9001-67-6 基本信息

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 中文名:    | 神经氨酸苷酶;<br>唾液酸苷酶;<br>神经氨酸糖苷酶                                             |
| 英文名:    | Neuraminidase                                                            |
| 别名:     | alpha-neuraminidase;<br>sialidase;<br>neuraminidase from vibrio cholerae |
| CAS登录号: | 9001-67-6                                                                |

## 物理化学性质

|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性质描述: | 神经氨酸苷酶 (9001-67-6) 的性状: 其外观呈白色至褐色粉末, 或透明至褐色液体。溶于水, 不溶于乙醇, 有吸湿性。作用的最适pH值为4.5, 最适作用温度为37℃。神经氨酸是一种具有唾液酸构造的脱氧酮糖, 同时也是一种氨基酸, 本酶可将其水解。 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 安全信息

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 安全说明: | S22: 不要吸入粉尘。<br>S24/25: 防止皮肤和眼睛接触。 |
|-------|------------------------------------|

## CAS#9001-67-6化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

 百灵威科技有限公司 专业从事9001-67-6及其他化工产品的生产销售 400-666-7788

 生工生物(上海)有限公司 神经氨酸苷酶专业生产商、供应商, 技术力量雄厚 800-820-1016 / 400-821-0268

将来试剂-打造最具性价比试剂品牌 长期供应唾液酸苷酶等化学试剂, 欢迎垂询报价 021-61552785

将来试剂-打造最具性价比试剂品牌 生产销售神经氨酸糖苷酶等化学产品, 欢迎订购 021-61552785

供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 [CAS No. 9001-67-6](#) 查看

若您是此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

## 其他信息

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 产品应用:    | 神经氨酸苷酶 (9001-67-6) 在日本主要用于乳制品中环合糖的分解等。                                   |
| 生产方法及其他: | 神经氨酸苷酶 (9001-67-6) 的制备方法: 将链球菌的培养液用水提取而得。<br>F: 3-10<br>法定编号: EC3.2.1.18 |

## 相关化学品信息

[90109-76-5](#) 荧光素酶 [硫酸软骨素钠](#) [90940-73-1](#) [90755-79-6](#) [聚苯乙烯磺酸钠](#) [909644-98-0](#) [90322-41-1](#) [90870-68-1](#) [90697-56-6](#) [90749-79-4](#) [2-\(哌啶-4-基氧\)苯腈](#) [A-氢-Ω-羟基-聚\(氧-1,4-丁二基\)与2,4-二异氰根合-1-甲苯](#) [乙酰乙酰邻硝基苯胺](#) [90607-16-2](#) 449

生成时间2015-5-2 16:31:30